

AED Plus Trainer2

Prática de Ressuscitação AED Plus com
Total Controlo do Instrutor



Uma simulação simples, bem controlada e rigorosa de como se utiliza um AED Plus® numa ressuscitação real.

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®

O AED Plus Trainer2 inclui:

- AED de formação AED Plus Trainer2
- Controlador remoto sem fios
- Um conjunto de AED Plus de Formação CPR-D•padz®
- Um conjunto de AED Plus de Formação CPR-D•padz geles reutilizáveis
- 4 D baterias
- 2 AA baterias
- Guia do Utilizador

ZOLL Medical Corporation

Sede Mundial

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

Escritórios Internacionais da ZOLL

África e Médio Oriente,
+96 278 800 4411
www.zoll.com

Alemanha
+49 2236 87 87 0
www.zollmedical.de

Austrália
+61 2 8424 8700
www.zoll.com.au

Áustria
+43 650 413 6222
www.zollmedical.at

Canadá
905-629-5005
www.zoll.com

China
+86 21 6226 9505
www.zoll.com

França
+33 (1) 30 05 14 98
www.zoll.fr

Países Baixos
Representante Autorizado da UE
+31 (0) 488 41 11 83
www.zoll.nl

Reino Unido
+44 (0) 1928 595 160
www.zoll.com

Rússia
+7495 936 2338
www.zoll.com

Para obter os endereços e números de fax de subsidiárias, assim como de outros escritórios globais, visite www.zoll.com/contacts.

Completo Controlo da Simulação ao Dispor do Instrutor

O ZOLL® AED Plus Trainer2 permite que os instrutores de CPR e primeiros socorros deixem os alunos experimentar como é salvar uma vida com o AED Plus. Escolha entre quatro cenários de ressuscitação fixos ou tenha um completo controlo manual de toda a ressuscitação. Um controlador remoto sem fios possibilita o controlo de múltiplos AED Plus Trainer2.

Com este simples controlador remoto, os instrutores podem definir um cenário de ressuscitação e transferir para o AED Plus Trainer2 em segundos. O aluno prime o botão on-off na unidade do Trainer2 para começar. O instrutor determina então ocorrência ou não de choque na simulação da análise cardíaca seguinte, fixação adequada ou não dos eléctrodos e se a unidade de Trainer2 deve dizer "CARREGAR COM MAIS FORÇA" e "BOAS COMPRESSÕES."

Um simples botão de pausa permite ao instrutor parar toda a ressuscitação, conferir com o aluno e retomar exactamente onde a ressuscitação simulada ficou.

Protocolos em conformidade com os padrões do ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation incluindo Orientações 2005 da Associação Americana do Coração (AHA) e do ERC - European Resuscitation Council.

O Trainer 2 facilmente passa das Orientações 2005 da AHA para as da ERC



AED Plus Trainer2 Especificações

Dimensões: 5,25" A x 9,5" L x 11,5" D (13,3 cm A x 24,1 cm L x 29,2 cm D)

Peso: 4 lbs 14 oz (2,2 kg)

Potência: 4 D baterias (incluídas) para AED de Formação (boa para mais de 100 horas de formação)
2 AA baterias (incluídas) para controlador remoto
Adaptador AC não disponível – só funciona a baterias.



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

©2007 ZOLL Medical Corporation. Todos os direitos reservados. "Advancing Resuscitation. Today.", AED Plus, CPR-D•padz, e ZOLL são marcas comerciais registadas da ZOLL Medical Corporation.

Impresso nos EUA 060802 9656-0202-18

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®