

**AED Pro® Zubehör
und Schulungsprodukte**

ZOLL®



Elektroden



CPR-D-padz®

Die innovative einteilige Erwachsenen-Elektrode CPR-D-padz, die aus einem Elektrodenpaar besteht, gewährleistet eine schnelle und präzise Platzierung. Der Elektrodensensor erkennt die erreichte Tiefe und Frequenz der Thoraxkompressionen und meldet diese an den ZOLL AED Pro®. Mit einer Haltbarkeit von fünf Jahren weist die CPR-D-padz Elektrode die längste Haltbarkeit aller Einwegelektroden auf.

Artikelnr. 8900-0800



Pedi-padz® II

Der AED Pro verfügt über ZOLLs einzigartige, intelligente Pädiatriefunktion. Die pädiatrischen Elektroden Pedi-padz II wurden speziell für Patienten unter 8 Jahren oder Patienten mit einem Körpergewicht unter 25 kg entwickelt. Der AED erkennt, wenn pädiatrische Elektroden angeschlossen sind, und stellt seinen EKG-Analysealgorithmus automatisch von Parametern für Erwachsene auf pädiatrische Parameter um. Die Pedi-padz II Elektroden verfügen über eine Haltbarkeit von zwei Jahren.

Artikelnr. 8900-0810





Stat-padz® II

Zweiteilige Multifunktionselektrode.
24 Monate haltbar.

Artikelnr. 8900-0802-01 (Packung mit 12 St.)

Artikelnr. 8900-0801-01 (Einzelpackung)



CPR Stat-padz®

Zweiteilige Elektroden mit Real CPR Help®
Funktionalität. 24 Monate haltbar.

Artikelnr. 8900-0400 (Packung mit 8 St.)

Artikelnr. 8900-0402 (Einzelpackung)



EKG-Elektroden

Karton mit 200 Beuteln. (3 EKG-Elektroden pro Beutel)

Artikelnr. 8900-0003



AED Pro EKG-Kabel

Ableitung-II-Patientenüberwachung mit
3-adrigem Kabel.

Artikelnr. 8000-0839

Zubehör



SurePower® Akkupack

Der SurePower Batteriepack ist ein Lithium-Ionen-Akku mit hoher Zuverlässigkeit sowohl bei gelegentlicher Nutzung als auch im professionellen Rettungsdienst. Durch die eingebaute Selbsttestfunktion, die Protokollierung der Nutzungs- und Ladephasen und eine Ladeanzeige in klinischer Restlaufzeit anstatt Akkukapazität können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr AED Pro genügend Stromreserven hat. Auch kompatibel mit dem ZOLL R Series® Monitor/Defibrillator. Lieferung ohne Ladegerät.

Artikelnr. 8019-0535



SurePower Ladestation

Mit der SurePower Ladestation können Sie gleichzeitig vier SurePower Akkus testen, pflegen und laden. Dieses System sorgt für die maximale Lebensdauer und Zuverlässigkeit der ZOLL Akkus. Kompatibel mit dem SurePower Batteriepack und allen früheren ZOLL Akkus. Ebenfalls kompatibel mit dem SurePower II Akkupack (mit dem separat erhältlichen Akkufach-Adapter). Lieferung ohne Akkus.

Artikelnr. 8050-0030

ZOLL
AED PRO



SurePower Einzelach-Akkuladegerät

Testen, Pflegen und Laden eines einzelnen ZOLL SurePower bzw. SurePower II Akkupacks. Nicht kompatibel mit versiegelten Blei-Säure-Akkus. Lieferung ohne Akkus.

Artikelnr. 8200-000100



AED Pro Lithium-Mangan Einwegbatterie

Maximale Nutzungsdauer 5 Jahre.

Artikelnr. 8000-0860



AED Pro Tragekoffer aus Formvinyl

Mit Fach für Ersatzakku.

Artikelnr. 8000-0832



AED Pro Soft-Tragetasche

Artikelnr. 8000-0810

Schulung



AED Plus Demo-Kit

Das ebenfalls ideal für die Demonstration von Real CPR Help® mit dem AED Pro geeignete AED Plus® Demo-Kit enthält eine CPR-D-padz Demo-Elektrode und eine Übungspuppe in einer großen Tragetasche. (Lieferung ohne klinischen AED Pro und Simulator)

Artikelnr. 8000-0834



Batteriebetriebener elektronischer Patientensimulator

Erzeugen Sie schockbare und nicht-schockbare Herzrhythmen für verschiedene Notfallszenarien. Enthält 9-Volt-Batterie.

Artikelnr. 8000-000925





See-Thru CPR® Simulator

Dieser Simulator stellt häufige Arrhythmien und ein Ableitung-II-EKG für Schulungs- und Demonstrationszwecke bereit und bietet zusätzlich eine Simulation von See-Thru CPR®, also der hochmodernsten Technologie im AED Pro, die die Pausen während der Thoraxkompressionen reduzieren kann. Auch kompatibel mit den X Series® und R Series® Defibrillatoren von ZOLL.

Artikelnr. 8009-0751



CPR-D-Demo padz

Demonstrationselektroden zur Verwendung mit dem AED Pro bzw. AED Plus (AED und Simulator erforderlich).

Artikelnr. 8900-5007



Demo CPR Stat-padz

Demonstrationselektroden zur Verwendung mit dem AED Pro bzw. AED Plus (AED und Simulator erforderlich).

Artikelnr. 8900-0190



Demo-Übungspuppe

Kopf beweglich.

Artikelnr. 8000-0835



Die ZOLL Medical Corporation, ein Unternehmen der Asahi Kasei Gruppe, entwickelt und vermarktet Medizinprodukte und Softwarelösungen, die dazu beitragen, die Notfallversorgung zu verbessern und Leben zu retten, und zugleich die klinische und betriebliche Effizienz steigern. Mit Produkten in den Bereichen Defibrillation und Überwachung, Kreislauf und CPR-Feedback, Datenmanagement, Flüssigkeitssubstitution, therapeutisches Temperaturmanagement und Beatmung bietet ZOLL ein umfassendes Angebot an Technologien, die Klinikärzte, Rettungsdienstler, Feuerwehrleute und Ersthelfer bei der Wiederbelebung und Notfallversorgung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.zoll.com/de.

Die Asahi Kasei Gruppe ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe unter Leitung der Asahi Kasei Corp. als Holding, die in den Bereichen Chemie und Fasern, Baumaterial, Elektronik und Gesundheit tätig ist. Zu ihrem Produktportfolio im Gesundheitswesen gehören Geräte und Systeme für Intensivpflege, Dialyse, therapeutische Apherese und Transfusion sowie Herstellung von Biotherapeutika, Pharmazeutika, diagnostischen Reagenzien und Ernährungsprodukten. Die Asahi Kasei Gruppe hat über 30.000 Beschäftigte weltweit und betreut Kunden in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

ZOLL Medical Deutschland GmbH
Emil-Hoffmann-Str. 13
50996 Köln
Tel: +49 (0) 2236 87 87 0
www.zoll.com/de

ZOLL Medical Österreich GmbH
Twin Tower
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien
Tel: +43 (0) 171 021 59

Für Kontaktadressen weiterer Niederlassungen und andere globale Kontakte besuchen Sie bitte www.zoll.com/contacts.