

**AED Pro® - Accessori
e dispositivi dimostrativi**

ZOLL®



Elettrodi



CPR-D-padz®

Questo rivoluzionario CPR-D-padz monopezzo per adulti, contenente una coppia di elettrodi, facilita il posizionamento rapido e preciso. È in grado di rilevare la profondità e la frequenza delle compressioni cardiache, trasmettendole al defibrillatore ZOLL AED Pro®. Gli elettrodi CPR-D-padz hanno un periodo di validità di 5 anni, superiore a qualsiasi altro elettrodo monouso.

Codice 8900-0800-01



Pedi-padz® II

AED Pro include l'esclusivo algoritmo intelligente ZOLL per pazienti pediatrici. Gli elettrodi Pedi-padz II sono stati progettati per pazienti fino a 8 anni di età o di peso inferiore a 25 kg. Il defibrillatore è in grado di rilevare quando sono collegati elettrodi pediatrici e di passare dall'algoritmo di analisi ECG per adulti a quello pediatrico. Gli elettrodi Pedi-padz II hanno un periodo di validità di due anni.

Codice 8900-0810-01



CPR Stat-padz®

Elettrodi separati con funzioni Real CPR Help®. Periodo di validità di 24 mesi.

Codice 8900-0400 (confezione da 8 coppie)

Codice 8900-0402 (confezione singola)



Elettrodi ECG

Kit 3 elettrodi ECG (confezione 200 kit)

Codice 8900-0003



Cavo ECG IEC per AED Pro

Monitoraggio del paziente mediante la derivazione II con cavo a 3 fili.

Codice 8000-0839

Accessori



Batteria SurePower®

La batteria SurePower è una sorgente di alimentazione ricaricabile agli ioni di litio, altrettanto affidabile per utilizzatori occasionali e per soccorritori professionisti. Grazie alle sue funzioni integrate di autotest e cronologia dell'uso e della carica, e alla presenza di un indicatore di carica effettiva che indica il tempo di utilizzo clinico residuo invece della capacità residua della batteria, l'operatore ha l'assoluta certezza che il defibrillatore AED Pro sia alimentato adeguatamente. Compatibile anche con il Monitor/Defibrillatore ZOLL R Series®. Caricabatterie non incluso.

Codice 8019-0535-01



Caricabatterie SurePower

Il caricabatterie SurePower consente di testare, ricondizionare e ricaricare contemporaneamente quattro batterie SurePower. Questo sistema massimizza la durata e l'affidabilità delle batterie ricaricabili ZOLL. Compatibile con la batteria SurePower e con tutte le precedenti batterie ricaricabili ZOLL. Compatibile anche con la batteria SurePower II (utilizzando un adattatore per vano, venduto separatamente). Le batterie non sono incluse.

Codice 8050-0030-11

Caricabatterie SurePower singolo

Consente di testare, ricondizionare e ricaricare singolarmente una batteria SurePower o una batteria SurePower II di ZOLL (senza necessità di ulteriore adattatore). Non compatibile con le batterie al piombo-acido sigillate. Le batterie non sono incluse.

Codice 8200-000100-11





Batteria per AED PRO non ricaricabile agli ioni di litio

Durata utile massima di 5 anni.
Non ricaricabile.

Codice 8000-0860-01



Custodia morbida AED Pro

Codice 8000-0810-01



Valigetta sagomata in vinile per AED Pro

Dotata di scomparto per batteria di riserva.

Codice 8000-0832-01



Custodia di trasporto rigida

Custodia rigida con inserti sagomati di gommapiuma.

Codice 8000-0875-32

Training e Materiale Dimostrativo



Kit dimostrativo da viaggio ZOLL

Questo efficace kit dimostrativo portatile include un manichino appiattito con integrati un simulatore del ritmo cardiaco e un elettrodo CPR-D-Demo, per dimostrare l'uso del defibrillatore AED Pro. Ripiegato, il kit può essere trasportato nella piccola sacca di tela fornita.

Codice 8008-0006-01



Kit dimostrativo AED Plus

Ideale per dimostrare l'impiego di Real CPR Help® con il defibrillatore AED Pro, il kit dimostrativo AED Plus® viene fornito con un elettrodo dimostrativo CPR-D-padz e un manichino mezzo busto, in una capiente borsa per il trasporto. (L'AED Pro clinico e il simulatore non sono inclusi.)

Codice 8000-0834-01

Simulatore AED Pro

Simula il ritmo cardiaco e l'ECG a 3 derivazioni per dimostrare l'uso dell'unità clinica AED Pro.

Codice 8000-0829-01





Simulatore See-Thru CPR®

Questo simulatore simula aritmie comuni ed ECG mediante la derivazione II a fini di addestramento e dimostrativi, con l'ulteriore vantaggio di simulare la tecnologia innovativa See-Thru CPR® di AED Pro, in grado di ridurre la durata delle pause durante le compressioni toraciche. Compatibile anche con i defibrillatori X Series® e R Series® di ZOLL.

Codice 8009-0751-01



CPR-D-Demo padz

Elettrodi dimostrativi da usare con il defibrillatore clinico AED Pro o AED Plus (defibrillatore e simulatore non sono inclusi).

Codice 8900-5007



CPR Stat-padz Trainingz

Elettrodi dimostrativi da usare con il defibrillatore clinico AED Pro o AED Plus (defibrillatore e simulatore non sono inclusi).

Codice 8900-0190



Manichino didattico per addestramento

Testa regolabile per la gestione delle vie aeree.

Codice 8000-0835-01



ZOLL Medical Corporation, una società di Asahi Kasei Group, sviluppa e commercializza dispositivi medici e soluzioni software in grado di supportare l'emergenza e di salvare la vita umana, incrementando l'efficienza clinica e operativa. Grazie ai suoi prodotti per la defibrillazione ed il monitoraggio, il feedback sulle condizioni cardiocircolatorie e sulla CPR, la gestione dei dati, la fluido rianimazione, la gestione terapeutica della temperatura e la ventilazione, ZOLL fornisce un'ampia gamma di tecnologie che aiutano il personale medico, gli operatori sanitari dell'ambito emergenza, i vigili del fuoco e i soccorritori laici, a trattare al meglio i pazienti critici che necessitano di rianimazione e di assistenza. Per maggiori informazioni consultare il sito www.zoll.com.

Asahi Kasei Group è un gruppo di aziende diversificate facenti capo alla società holding Asahi Kasei Corp., operante nei settori chimico, tessile, abitativo, edile, elettronico e medicale. I prodotti del settore medicale includono dispositivi e sistemi per terapia intensiva, dialisi, aferesi terapeutica, trasfusione, produzione di agenti bioterapeutici, farmaci, reagenti diagnostici e prodotti per l'alimentazione. Con oltre 30.000 dipendenti in tutto il mondo, Asahi Kasei Group ha clienti in più di 100 Paesi. Per maggiori informazioni consultare il sito www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Sede centrale
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, USA
978 421 9655
800 804 4356
www.zoll.com

Per gli indirizzi e i numeri di fax delle filiali e di altre sedi nel mondo, consultare il sito www.zoll.com/contacts.