

Accessoires en oefenproducten
voor de AED Pro®

ZOLL®



Elektroden



CPR-D-padz®

Met de revolutionaire eendelige CPR-D-padz voor volwassenen, die een elektrodenpaar bevat, bent u verzekerd van een snelle en nauwkeurige plaatsing. Hij detecteert de diepte en frequentie van de borstcompressies en meldt die aan de AED Pro® van ZOLL. De elektroden van de CPR-D-padz hebben een houdbaarheid van 5 jaar – langer dan die van elke andere wegwerpelektrode.

Onderdeelnr. 8900-0800



Pedi-padz® II

De unieke intelligente pediatrie functionaliteit van ZOLL is ingebouwd in de AED Pro. Pedi-padz II elektroden zijn bestemd voor patiënten jonger dan 8 jaar of lichter dan 25 kg. De AED kan het detecteren wanneer er pediatrie elektroden worden aangesloten en schakelt dan van een ecg-analyse algoritme voor volwassenen over naar een algoritme voor kinderen. De Pedi-padz II elektroden zijn twee jaar houdbaar.

Onderdeelnr. 8900-0810



CPR Stat-padz®

Tweedelige elektroden met de functie Real CPR Help®. Houdbaarheid 24 maanden.

Onderdeelnr. 8900-0400 (8 stuks)

Onderdeelnr. 8900-0402 (één stuk)



Ecg-elektroden

Doos met 200 zakjes. (3 ecg-elektroden/zakje)

Onderdeelnr. 8900-0003



AED Pro ecg-kabel AAMI

Patiëntbewaking van afleiding II met kabel met 3 afleidingen.

Onderdeelnr. 8000-0838

Accessoires



SurePower® batterijpakket

Het SurePower batterijpakket is een oplaadbare lithium-ion-energiebron die betrouwbaar is voor zowel onregelmatige gebruikers als professionele hulpverleners. Met ingebouwde zelftests, gebruik- en laadgeschiedenis, en een ladingsindicator die de resterende tijd voor klinisch gebruik aangeeft in plaats van de batterijcapaciteit, bent u er geheel zeker van dat uw AED Pro voldoende lading heeft.

Onderdeelnr. 8019-0535



SurePower laadstation

Test, herconditioneer en laad vier SurePower batterijen tegelijkertijd met het SurePower laadstation. Dit systeem maximaliseert de levensduur en betrouwbaarheid van oplaadbare batterijen van ZOLL. Compatibel met het SurePower batterijpakket en met alle oudere oplaadbare batterijen van ZOLL. Ook compatibel met het SurePower II batterijpakket (hierbij is de afzonderlijk verkochte laadceladapter vereist). Batterijen niet inbegrepen.

Onderdeelnr. 8050-0030

SurePower batterijlader met één laadcel

Test, herconditioneer en laad één SurePower of SurePower II batterijpakket van ZOLL. Niet compatibel met NiCad- of afgedichte lood-zuurbatterijen. Batterijen niet inbegrepen.

Onderdeelnr. 8200-000100





AED Pro niet-oplaadbare lithium-ionbatterij

Maximale levensduur 5 jaar. Kan niet worden opgeladen.

Onderdeelnr. 8000-0860



AED Pro etui

Onderdeelnr. 8000-0810



AED Pro koffer van gevormd vinyl

Met vak voor reservebatterij.

Onderdeelnr. 8000-0832



Hard koffertje

Hard koffertje met uitsparingen in schuim.

Onderdeelnr. 8000-0875

Opleiding



ZOLL meeneemoefen-model

Dit gestroomlijnde, draagbare oefenmodel omvat een platte demopopsilhouet die is voorzien van een ingebouwde hartritmesimulator en een CPR-D demo-elektrodekussen voor het demonstreren van de AED Pro. Kan gemakkelijk worden opgevouwen en past dan in de kleine duffeltas die voor het draaggemak wordt meegeleverd.

Onderdeelnr. 8008-0006



AED Plus demokit

Ook ideaal voor het demonstreren van Real CPR Help® met de AED Pro: de AED Plus® demokit wordt geleverd met een CPR-D-padz demo-elektrodekussen en een demopop in een grote draagtas. (Klinische AED Pro en simulator niet inbegrepen)

Onderdeelnr. 8000-0834

AED Pro simulator

Simuleert hartritme en ecg met 3 afleidingen bij AED Pro-demonstratie met het klinische apparaat.

Onderdeelnr. 8000-0829





See-Thru CPR® simulator

Deze simulator voorziet in veel voorkomende hartritme stoornissen en ecg van afleiding II ten behoeve van opleiding en demonstraties, met als bijkomend voordeel de simulatie van See-Thru CPR®: de geavanceerde technologie van de AED Pro voor het beperken van de duur van onderbrekingen tijdens borstcompressies. Ook compatibel met de X Series® en R Series® defibrillators van ZOLL.

Onderdeelnr. 8009-0751



CPR-D-Demo padz

Demonstratie-elektrodes voor gebruik met de klinische AED Pro of AED Plus (AED en simulator vereist).

Onderdeelnr. 8900-5007



Demo CPR Stat-padz

Demonstratie-elektrodes voor gebruik met de klinische AED Pro of AED Plus (AED en simulator vereist).

Onderdeelnr. 8900-0190



Demopop

Hoofd afstelbaar voor luchtwegbeheer.

Onderdeelnr. 8000-0835



ZOLL Medical Corporation, een bedrijf van de Asahi Kasei Group, ontwikkelt en verkoopt medische apparatuur en softwareoplossingen voor spoedeisende hulp en het redden van levens. De producten verhogen tevens de klinische en operationele efficiëntie. Met producten voor defibrillatie en bewaking, feedback op circulatie en CPR, gegevensbeheer, vochttoesuppletie en therapeutische temperatuurregulering en beademing biedt ZOLL een uitgebreid technologisch assortiment hulpmiddelen voor medici, ambulance- en brandweerpersoneel, en andere niet-professionele hulpverleners bij het behandelen van slachtoffers die reanimatie en acute kritieke zorg behoeven. Ga voor meer informatie naar www.zoll.com.

De Asahi Kasei Group is een gediversifieerde groep bedrijven onder beheer van holdingmaatschappij Asahi Kasei Corp., die actief is in de sectoren chemicaliën en vezels, woningbouw en bouwmaterialen, elektronica en gezondheidszorg. Tot de bedrijfsactiviteiten op het gebied van de gezondheidszorg behoren hulpmiddelen en systemen voor kritische zorg, dialyse, therapeutische afereze, transfusie en het vervaardigen van biotherapeutica, farmaceutica, diagnostische reagentia en voedingsproducten. Met meer dan 30.000 werknemers wereldwijd bedient de Asahi Kasei Group klanten in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, VS
978-421-9655
800-804-4356
www.zoll.com

Ga voor adressen en faxnummers van dochterondernemingen en andere vestigingen over de hele wereld naar: www.zoll.com/contacts.